

人にかぶせてお使いください。



## 女性に配慮したAEDの使い方


パッドを素肌に直接貼り付けることができている場合は、ブラジャーを外す必要はありません。腋の下で下着をずらして、右の鎖骨の下と左のわき腹のあたりに貼ることで対応できます。

金属製品(ブラジャーのワイヤー部分、ネックレス等)は、パッドに触れさせないようにしてください。パッドに触れていなければ、ネックレスは無理に取り外す必要はありません。

AEDのパッドに描かれているイラストをご参照ください。



【監修】公益財団法人  
日本AED財団



パッドを貼った後、上から上着やタオルなどをかけても大丈夫です。

### その他の注意事項

- \* 汗などで胸が濡れている場合は、水分を拭き取ってください。
- \* 電極パッドを貼る部分に貼り薬(湿布等)が貼られている場合は、貼り薬を剥がしてください。
- \* ペースメーカー等が植え込まれている場合(胸に硬いこぶのようなでっぱりが見える)は、このでっぱりを避けて電極パッドを貼ってください。
- \* 車内など、揺れている場所では、使用しないでください。

【問い合わせ】  
京田辺市 安心まちづくり室  
0774-64-1307

【出典】東京都多摩府中  
保健所